

CRYO MAG PROFESSIONAL

Un apparecchio di ultima generazione che trovata da **FISIO EUR GENNARI** per risolvere diverse patologie e post operatori

Un apparecchio per risolvere diverse sintomatologie con efficacia. E' questo Cryo Mag Professional in dotazione a **Fisio Eur Gennari**. Crio mag è efficace nella riduzione degli edemi, nel trattamento delle fratture, delle contusioni, e in particolare nel trattamento post operatorio di patologie ortopediche e dell'apparato muscolo scheletrico.

Funziona stimolando per mezzo di CEMP potenti e focalizzati, si avvale della criogenia indotta da gel pack e di tutori specifici per articolazione con forte azione contenitiva e protettiva.

Inoltre la compressione è regolabile per evitare e prevenire gonfiore e diffusione dell' edema.

Adotta un Sistema rivoluzionario di somministrazione di onde elettromagnetiche pulsanti (CEMP) con intensità massima di 160 gauss per trattamenti di magnetoterapia focalizzata specifica per post operatorio. Il sistema comprende un set di 3 generatori che controllano, a secondo dei programmi preimpostati per le varie patologie, la serie completa di tutori per qualsiasi articolazione o distretto anatomico.





Ogni singolo Tutore Cryo Mag prevede la contemporanea possibilità di generare Campi Magnetici Pulsanti, criogenia, compressione. La criogenia si utilizza per mezzo di sacca termica gel-pack a 4°C, ed è utile per lenire il dolore, lo spasmo e l'edema qualora ce ne sia, ma ancor più per creare ginnastica vascolare ed ossigenare i tessuti contro l'infiammazione. Invece nel tutore è alloggiato l'emettitore di campo magnetico ad alta efficacia, penetrazione e compatibile con i nuovi mezzi di sintesi. E' stato inserito, infine, un sistema pneumatico che il paziente può regolare, secondo la migliore indicazione, per creare compressione, con l'obiettivo di evitare il



gonfiore specialmente nel post-operatorio ed evitare l'espandersi dell'edema.

L'apparecchiatura è impostabile anche per tempi lunghissimi qualora debba essere usata durante la notte e per patologie come pseudartrosi, ritardo di calcificazione, trattamento di prevenzione necrosi della testa femorale e dell'omero.

STUDIO FISIO EUR GENNARI

Via P. Bonetti, 88/90
 00128 Roma
 Mostacciano - Zona B
 Sc. A int. 1-2
 e Sc. B int. 2

Recapiti telefonici:
 Tel. 06/5089684
 06/50828761
 E-mail:
studio@fisioeurgennari.it

Lo Studio osserva
 il seguente Orario:
 Lunedì - Venerdì:
 8.00 - 20.00
 Sabato: 9.00 - 14.00